



## Fracture Resistance


- Monocrystalline formation gives **Whisper-z** a solid core structure as opposed to a strand structure in polycrystalline.
- Special heat treat process is then used to seal the bracket and ensure no fissures exist in the surface structure.
- Result is a remarkably strong bracket that is far less likely to fail during treatment.



## تقويم الزمرد الكريستالي

### مقاومة الكسر

- التكوين الكريستالي الأحادي للوايسبر يعطى قوة للحاصرة مما يزيد من مقاومتها للكسر
- عدم وجود أي تشققات على السطح وذلك يعمل معالجة حرارية خاصة مما يؤدي إلى الحصول على حاصرة قوية لضمان نجاح العلاج



**Whisper-z™**  
Pure Sapphire